

EVIS Cloud

バイタルデータをまとめて送信・まとめて管理

データ入力業務の負担を軽減、業務効率向上を支援します



かざすだけで
自動入力!



即時入力で
誤入力もゼロに!



時間のかかるデータ入力を、
すばやく正確に
行うことができます!



リアルタイム
で反映



記録時間の
短縮



誤入力の予防

導入後に機器変更する場合も
電子カルテの改修は不要!

EVIS Cloud はバイタル機器のメーカーに複数対応!

テルモ、フクダコーリン、ロシュ、日本精密測器、A&D
ケンツメディコ、アークレイ、LifeScan……など
各メーカーの仕様に縛られず機器の選定が可能になります。



バイタル機器以外にも、多様な構成へ拡張できます!

Case1



テルフュージョン輸液ポンプLM型3
[TE-LM835A]



テルフュージョンシリンジポンプSS型3TCI
[TE-SS835T]

掲載画像出典:テルモ株式会社

ポンプ

×

ナースコール

×

病棟

ポンプ

×

電子カルテ

×

ICU

エラーなどの警告音が鳴ってもどこの機器か分からない。

流量の変更や送液開始をカルテに毎回記載するのに時間がかかる。



EVi Cloud で解決

エラーや状態通知をナースコールにお知らせ。
流量変更の時刻を代わりに記載。

Case2



排尿計測記録システム「ウロチェッカー」
掲載画像出典:インダメディカル株式会社

ウロバッグ

×

重症系システム

×

病棟

尿量・血尿のチェックをベッドサイドで行っている。

計測された尿量を時間ごとに計算し、記録する必要がある。



EVi Cloud で解決

送られてきた排尿量の値をPCで確認するだけ!
積算量の計算もでき、入力業務の省力化に。尿中ヘモグロビン濃度も
確認でき、離れた場所でも処置の判断や異常の早期発見が可能に!

Case3

身長体重計

×

電子カルテ

×

外来

計測結果を自己申告してもらおうとズレが生じるときがある。


身長と体重を反対に入力してしまう。



EVi Cloud で解決

入力ミスによるヒューマンエラーの回避
自動連携で人員配置も縮小

New Release EWSモニタリングツール



収集したバイタルから画面を生成

項目	値	状態	項目	値	状態	項目	値	状態
体温	36.5	正常	SpO2	99	正常	脈拍	100	正常
呼吸数	22	正常	血圧	120	正常	心電図	120	正常
尿量	26	あり	血糖値	84	あり	酸素飽和度	97	あり
尿色	18	あり	尿蛋白	26	あり	尿潜血	10	あり
尿比重	10	あり	尿糖	11	あり	尿ビリルビン	27	あり
尿pH	8.4	あり	尿クレアチニン	84	あり	尿ビリルビン	なし	あり
尿比重	160	あり	尿クレアチニン	160	あり	尿ビリルビン	なし	あり
尿比重	97	あり	尿クレアチニン	97	あり	尿ビリルビン	なし	あり
尿比重	CVPU	あり	尿クレアチニン	CVPU	あり	尿ビリルビン	なし	あり
尿比重	39.5	あり	尿クレアチニン	39.5	あり	尿ビリルビン	なし	あり
尿比重	100	あり	尿クレアチニン	100	あり	尿ビリルビン	なし	あり
尿比重	100	あり	尿クレアチニン	100	あり	尿ビリルビン	なし	あり
尿比重	10	あり	尿クレアチニン	10	あり	尿ビリルビン	なし	あり

※上記はイメージです。実際の画面とは異なります。

RRS対応などで患者の早期警告スコアチェックを行う必要がある

EVi Cloud で簡単解決

モニタリング画面を自動生成し、他職種で即時情報共有可能。

部署や職種毎で使いやすいように並び替えや絞り込み可能。

eDoktor
株式会社イードクトル

06-6324-6222



https://edokt.com/

受付時間 9:00~17:30 月~金
(祝日・弊社指定の休日をのぞく)

東京事業所

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3-9
喜助新千代田ビル4F
TEL:03-3527-1930 / FAX:03-3527-1950

岡山事業所

〒700-0901 岡山県岡山市北区本町10-22 本町ビル607
TEL:086-226-9000 / FAX:086-226-9001

大阪事業所

〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目1-35 幹線東ビル 6F
TEL:06-6324-6222 / FAX:06-6324-6211

この情報は、2023年7月現在の内容です。